

Funktionen:

Durch den richtigen Einsatz des Therapiestabes können Überlastungen von Daumen/ Fingern vermieden werden!

Gummi

Einsatzbereich:

- Ischämische Kompression
- Akupressur
- Vibration
- Markern für Folgebehandlung/ Akupunktur/ dry needling/ Neuraltherapie/ etc.

Kugel (groß)

Einsatzbereich:

- Ischämische Kompression/ etc.
- Längsmassage (stripping)
- Friktion
- Vibration

Kugel (klein)

Einsatzbereich:

Wie große Kugel, aber für enge Räume und kleinere Muskeln

Keil / Dachform

Einsatzbereich:

- Interossealräume (Interossei dorsales/ palmare/ plantares)
- Paraspinal (Multifidii/ Rotatores/ etc.)
- Interspinal
- ISG-Fugen
- Inerte Strukturen (Kapseln/ Ligamente/ Narben/ etc.)

Weitere Vorteile sind:

- Vier verschiedene Längen (Einsätze): S / M / L / XL
- Optimale Verstellmöglichkeiten (drei Einsteckmöglichkeiten)
- Lange Lebensdauer
- Desinfizierbar/ leicht zu reinigen